Oxygen Calibration

Sauerstoff-Kalibrierung

To perform the oxygen calibration, tap on \times until « O_2 Calibration» is shown on the screen. Choose with the O-button between a one-point calibration and two-point calibration and follow the instructions on the screen. When carrying out the two-point oxygen calibration, ensure you use 100% oxygen. For further information please refer to the user manual.

Klicken Sie auf × bis zum Menüpunkt «O₂ Calibration». Wählen Sie mit der Taste ○ zwischen einer Ein-Punkt- oder einer Zwei-Punkt-Kalibrierung und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Stellen Sie sicher, dass Sie 100% Sauerstoff für die Sauerstoff-Kalibrierung verwenden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.

O2 Calibration

Press O to choose mode Press △ to start

O2 Calibration O2 and Air

Press O to choose mode Press △ to start

Zero Calibration / Saving Data

0-Punkt-Kalibrierung / Datensicherung



Push and hold the ×-symbol for 5 seconds for the zero calibration.

Drücken und halten Sie das ×-Symbol etwa 5 Sekunden für eine 0-Punkt-Kalibrierung.



Push and hold the O-symbol for 5 seconds for saving data on the micro SD card. Drücken und halten Sie das O-Symbol etwa 5 Sekunden für eine Datenspeicherung auf der Micro SD Karte.



User Manual

Bedienungsanleitung

The user manual for the CITREX H4 can be found on our website at the link below. Please read the operating instructions carefully and use the product as recommended.

Sie finden die Bedienungsanleitung zum CITREX H4 auf unserer Website unter dem unten aufgeführten Link. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäss.



Read the user manual carefully before using the CITREX H4. Online at www.imtanalytics.com/analyser_manuals




Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das CITREX H4 in Betrieb nehmen. Online unter: www.imtanalytics.com/analyser_manuals

FlowLab Software FlowLab Software

View your flow, pressure and volume measurements comfortably on your computer screen while simultaneously saving respiratory parameters.

Analysieren Sie Fluss-, Druckund Volumen-Messungen bequem auf Ihrem PC-Monitor, während Sie gleichzeitig Ihre Beatmungs-Parameter speichern.







Quick start manual - CITREX H4 Kurzanleitung - CITREX H4



Calibration

Kalibrierung



Worldwide express 10-day service including shipping. More information on: www.imtanalytics.com/easycal

Weltweiter Express 10-Tage Service inklusive Versand. Weitere Informationen auf: www.imtanalytics.com/easycal



To guarantee the accuracy of your measurements, your CITREX H4 must be recalibrated by IMT Analytics yearly.



Um die Genauigkeit Ihrer Messungen zu garantieren, müssen Sie Ihr CITREX H4 jährlich bei IMT Analytics rekalibrieren.

Contents

Lieferumfang

CITREX H4

Filter RT019 / Filter RT019 USB cable / USB-Kabel Car adapter / Auto-Adapter Power supply / Netzgerät

Calibration certificate / Kalibrierungszertifikat Micro SD memory card / Micro SD Speicherkarte Oxygen sensor / Sauerstoffsensor Laminar flow tube / Laminare Einlaufstrecke EasyLung / EasyLung



301.894.000 05. 2018-12

Operating Elements

Bedienelemente



6 Menu button


Menü-Knopf

7 Charging indicator

8 LED flow direction

LED Flussrichtung

Ladeanzeige



11 12 13	14.	15 16	W.	18
r port sor-Anschluss	15	CAN bus	19	High pressure port Hochdruck-Anschluss
SS	16	Ethernet	20	Differential pressure ports Differenzdruck-Anschluss

17 Oxygen sensor

18 Flow channel

Flusskanal

Operation

Bedienuna

2 Change/Edit

3 Context button

Kontext-Knopt

4 Micro SD-memory card slot

Micro SD Kartenschacht





Show waveforms, Change waveforms Zeigt Messkurven, Wechselt Messkurven



Change settings, Save data Wechselt Einstellungen, Speichert Daten



Show numerics, Change numeric Zeigt Messwerte, Wechselt Messwerte



Show menu, Change menu, Zero calibration Zeigt Menü, Wechselt Menü, 0-Punkt-Kalibrierung


Change Settings

Einstellungen wechseln

Tap the ×-symbol to open the settings menu. By tapping this symbol you can scroll through the settings. Use the O-symbol to change the

10 Measurement values

Durch das Tippen auf das X-Symbol öffnet sich das Einstellungsmenü. Durch weiteres Tippen auf dieses Symbol kann durch die verschiedenen Einstellungen geblättert werden. Mit dem O-Symbol können die Einstellungen verändert werden.



Numerical Values

13 Analog OUT

14 RS-232

Numerische Werte

Tapping on the □-symbol will scroll through the available screens. By tapping on the symbol will scroll through the six configurable screens.

Durch das Tippen auf das □-Symbol werden numerische Werte angezeigt. Durch weiteres Tippen auf das Symbol wird durch die sechs konfigurierbaren Anzeigen geblättert.



Panels

Messkurven

Open and change the waveform screen by tapping the \triangle -symbol.

Öffnen und wechseln Sie die Kurvenansicht durch das Tippen auf das △-Symbol.

Change parameter and units

Parameter und Einheiten ändern

If the context button (≡) is pressed twice in quick succession, the "Edit Mode" is activated. A red icon on the screen indicates this. The parameter or the unit in the red frame can be changed with the \triangle -symbol or the \square -symbol. The O-symbol has the function to jump to the next parameter or unit. If the context button or the ×-button is pressed once, the "Edit Mode"

Wird der Kontext-Knopf (≡) zweimal hintereinander gedrückt, wird der «Edit Mode» aktiviert. Dies wird durch ein rotes Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Der Parameter oder die Einheit im roten Rahmen kann mit dem △-Symbol oder dem □-Symbol verändert werden. Das O-Symbol hat die Funktion, zum nächsten Element zu springen. Wird der Kontext-Knopf oder die X-Taste einmal gedrückt, so wird der «Edit Mode» verlassen.



Setup for Flow Measurement

Messaufbau für Fluss-Messungen

We recommend using a filter and the laminar flow tube for maximum accuracy. The filter protects the device from contamination and dust. Please make sure the filter is placed right before the laminar flow tube.


Eine präzise Fluss-Messung ist nur dann gewährleistet, wenn ein Filter und die laminare Einlaufstrecke eingesetzt werden. Der Filter schützt das Gerät vor Staub und Kontamination. Platzieren Sie bitte den Filter vor der Einlaufstrecke.



The measured gas must be free of oil, grease and dust.



Das gemessene Gas muss frei von Öl, Fett und Staub sein.



The device setup can affect the accuracy of the flow measurement. Tight bends, kinks or dents should be avoided. For more information please consult the user manual.

Der Messaufbau kann die Genauigkeit der Fluss-Messung beeinflussen. Enge Radien, Knicke oder Dellen im Mess-Schlauch sind zu vermeiden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bad setup: Kink, tees, angle pieces at the device inlet

Schlechter Aufbau: Knicke, T-Stücke, Winkelstücke am Geräteeingang



Measurement Setup for Mechanical Ventilators

Messaufbau für Beatmungsgeräte

The CITREX H4 is a powerful device for ventilator calibration and verification. We recommend you follow the measurement setup below.

Das CITREX H4 ist eine optimale Lösung, um Beatmungsgeräte zu kalibrieren und zu verifizieren. Stellen Sie sicher, dass Sie sich an den unten aufgeführten Messaufbau halten.



IMT. Analytics

IMT Analytics AG . Gewerbestrasse 8 . 9470 Buchs . Switzerland T +41 81 750 67 10 . www.imtanalytics.com