

# Kalibrier-Service

Mehr als nur ein Prüf-Zertifikat

analyser  
the art of measuring

Danke, dass Sie unser CITREX oder FlowAnalyser-Testgerät verwenden.

Wir führen eine gründliche Analyse durch, die aus verschiedenen detaillierten Schritten während der Erstkalibrierung sowie dem jährlichen Wartungs- und Rekalibrierungsprozess unserer Testgeräte besteht. Dieser Prozess besteht aus Standardschritten und benutzerdefinierten Berichten.

Unser nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor garantiert Ihnen ein zuverlässiges und genaues Gerät, dem Sie vertrauen können.

## IMT Analytics Testgeräte-Kalibrierung für verlässlich präzise Messresultate

<b>Eingangs-Prüfung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visuelle Inspektion</li><li>• Reinigung des Gerätes</li></ul>
<b>Ausführliche Eingangsprüfung</b> (benutzerdefiniert)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kalibrierung des Messgerätes nach Ankunft (inkl. Zertifikat)</li><li>• Fehlerbericht bei Messleistung ausserhalb der Spezifikation</li></ul>
<b>Firmware Upgrade</b>	Installation der neuesten Firmware
<b>Funktionsprüfung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Display</li><li>• Tasten</li><li>• Pneumatische Verbindungen im Gerät</li><li>• Dichtheitsprüfung</li></ul>
<b>FlowAnalyser Komponenten ersetzen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akku</li><li>• Bakterienfilter</li><li>• Dichtungen (wenn nötig)</li><li>• Messsieb</li><li>• Sauerstoff-Sensor</li><li>• Temperatur- und Feuchtigkeits-Sensor (wenn nötig)</li></ul>
<b>CITREX Komponenten ersetzen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sauerstoff-Sensor (benutzerdefiniert)</li><li>• Bakterienfilter</li></ul>
<b>Justierung</b>	Komplette Justierung aller Sensoren im Gerät
<b>Kalibrierung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kalibrierung von Fluss, Druck, Temperatur und Feuchtigkeit</li><li>• Kalibrierungszertifikat und vollständiger Bericht</li></ul>



# EasyCal

EasyCal ist der einfache und schnelle Weg zur jährlichen Kalibrierung Ihres FlowAnalyser- oder CITREX-Testgerätes. EasyCal enthält:

- Einfaches Online-Bestellsystem
- Erzeugen von Fracht- und Zoll-Dokumenten
- Kurze Durchlaufzeit, 10 Arbeitstage (Express-Version)

<https://www.imtanalytics.com/easycal>

